

Therapieliege Auckland



Bezugsfarben



Die lotgerechte Höhenverstellung der Therapieliege Auckland findet seine Vorteile u.A. bei Behandlungen am Kopf/HWS oder den unteren Extremitäten, unter dem Schlingentisch oder in engen Kabinen/Räumlichkeiten.

Technische Details:

Polsterteilung: 2-geteilt

Polstermaße: 200 x 65 cm

Elektrische Höhenverstellung: serienmäßig mittels Handschalter von ca. 53 - 110 cm

Hydraulische Höhenverstellung: beidseitig mit Fußpumpebel von ca. 55 - 90 cm

Polsterstärke: 60 mm (20 mm Holz + 40 mm Schaum)

Kopfteil: serienmäßig ohne Teilung, inklusive Nasenschlitz

Länge Kopfteil: 50 cm

Kopfteilverstellung: positiv ca. 40° und negativ ca. 45°

Belastbarkeit: bis 200 kg Patientengewicht

Gestell: kunststoffbeschichtet in RAL 9016 - weiß (alle RAL Farben optional möglich)

Geschwindigkeit bei elektrischer Höhenverstellung:

Standardmotor:

6 mm /sek. = ca. 33 sek von unten nach oben

Turbomotor: 11 mm / sek = ca. 18 sek von unten nach oben

Bezugsfarbe:

Frei nach Farbkarte wählbar. Die Farbkarte ist beigelegt.

Folgende Sicherheitsstufen sind auf Ebene des Antriebs serienmäßig verbaut:

Automatische Abschaltung des Antriebs - Freischaltung durch Tippfolge (Doppeltipp)

Freilauf - Der Antrieb stoppt (keine Zugkraft) bei Auffahren auf einen Widerstand (zum Beispiel beim Auffahren auf einen Gegenstand, wie einem Hocker)

Umgekehrte Lauflogik bei Auswahl Rundumschalter - Die Liege fährt nach oben beim Bedienen des Rundumschalters nach unten (und anders herum)



Länge Netzkabel: ca. 4 Meter

Alle Liegen können individuell im Baukastensystem nach Ihren Wünschen hergestellt werden.

Lieferzeit: 3 Wochen Gewicht der Liege: 91 kg