

Therapieliege Queenstown



Bezugsfarben





Die lotgerechte Höhenverstellung der Therapieliege Queenstown findet seine Vorteile u.A. bei Behandlungen am Kopf/ an der HWS oder den unteren Extremitäten, unter dem Schlingentisch oder in engen Kabinen/Räumlichkeiten. Durch die vielen Verstellmöglichkeiten kann der Patient vielseitig gelagert werden

Technische Details:

Polsterteilung: 3-geteilt

Polstermaße: 200 x 65 cm

Elektrische Höhenverstellung: serienmäßig mittels Handschalter von ca. 52 - 92 cm

Hydraulische Höhenverstellung: beidseitig mit Fußpumphebel von ca. 52 - 92 cm

Polsterstärke: 60 mm (20 mm Holz + 30 mm Verbundschaum + 10 mm PU-Schaum)

Kopfteil: serienmäßig ohne Teilung, inklusive Nasenschlitz

Länge Kopfteil: 41 cm

Länge Körperteil: 50 cm

Länge Fußteil: 105 cm

Kopfteilverstellung: positiv ca. 35° und negativ ca. 90°

Mittelteilverstellung: wählbar in fester Position ohne Verstellung oder Dachstellungsmöglichkeit per Gasdruckfeder oder elektrisch

Fußteilverstellung: positiv stufenlos bis ca. 80°

Alle Kanten abgerundet und abgepolstert

Inklusive Rädergestell (in jeder Höhe zuschaltbar)

Belastbarkeit: bis 200 kg Patientengewicht

Gestell: kunststoffbeschichtet in RAL 9016 - weiß (alle RAL Farben optional möglich)

Bezugsfarbe: Frei nach Farbkarte wählbar.

Hergestellt nach den neuen Erkenntnissen aus dem Markt, im Sinne der integrierten Sicherheit.

Folgende Sicherheitsstufen sind auf Ebene des Antriebs serienmäßig verbaut:

Automatische Abschaltung des Antriebs - Freischaltung durch Tippfolge (Doppeltipp)

Freilauf - Der Antrieb stoppt (keine Zugkraft) bei Auffahren auf einen Widerstand (zum Beispiel beim Auffahren auf einen Gegenstand, wie einem Hocker)



Umgekehrte Lauflogik bei Auswahl Rundumschalter - Die Liege fährt nach oben beim Bedienen des Rundumschalters nach unten (und anders herum)

Länge Netzkabel: ca. 4 Meter

Alle Liegen können individuell im Baukastensystem nach Ihren Wünschen hergestellt werden.

Lieferzeit: 4 Wochen

Gewicht der Liege: 90 kg