

Valiant 2 rehab XL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Highlights

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2003, ISO 13485:2008 und FDA 510K zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

Verschiedene Gehbarren verfügbar

Verschiedene Gehbarren sind optional verfügbar wodurch das Laufband geeignet ist für Ihre spezifische Situation.

Sanfte Beschleunigung

Alle Laufbänder haben eine sanfte Beschleunigung von 0 km/h zur Anfangsgeschwindigkeit.

Äusserst Genau

Das Laufband ist äusserst genau in den Geschwindigkeits- und Neigungswinkeleinstellungen.

Proband-freundliches Laufband

Das Laufband bietet höchstes Komfort für den Proband:

- niedrige Aufstieg
- tadelloser Betrieb
- sanfte Beschleunigung
- zuverlässige und reproduzierbare Testresultate
- wenig Geräusch



Valiant 2 rehab XL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Moderne Laufband, speziell entwickelt für Rehabilitation. Das standard eigebauten Netzwerkmodul ist notwendig für die Steuerung über ein Lode Netzwerk (LEM, LRM oder LCRM). Die niedrige Auftritt Stufe ermöglicht denn Gebrauch durch alle Patienten im Bereich der Rehabilitation. Der Notfall Stopp mit Magnet Tragegurt auf dem Vorseitebügel ermöglicht eine zusätzliche Sicherheit für denn Benutzer. Das Valiant 2 rehab bietet eine leichte Beschleunigung ab 0 km/h und ist kontinuierlich einzustellen in einer Spanne von 0,1 – 12 km/h (0.06 – 7.5 mph). Durch die niedrige Abdeckplatte ist es möglich an der Vorderseite einen Spiegel oder eine Kamera aufzustellen, so dass es noch einfacher ist die Bewegungen des Patienten in Bild zu bringen. Das Valiant 2 rehab hat eine Lauffläche von 60 x 170 cm und 0-25% Neigung. Das Laufband kommt standard mit einem 7" Steuereinheit mit Touchscreen für manuelle Steuerung.

Ein standard USB A-B Kabel wird lediglich zur Service Unterstützung bei diesem Produkt generell mitgeliefert.

Um die Verbindung von LEM, LRM oder LCRM herzustellen benötigen Sie ein spezielles Interface Kabel, welches Sie mit Artikelnummer 930930 bestellen können.

Eigenschaften



Geräuscharm

Materialauswahl, raffinierte Komponenten und präzise Fertigungstechniken führen zu geringer Geräusentwicklung.



**17
cm**
**0.1
km/h**

Extrem niedrige Einstiegshöhe

Damit Menschen sicher und bequem auf das Laufband steigen können, ist es wichtig, eine sehr niedrige Einstiegshöhe zu haben



Kleine Einstellungsschritte

Die Geschwindigkeit des Laufbands kann in winzigen Schritten von nur 0,1 km/h eingestellt werden!



Optimale integrierte Blutdruck- und SpO2 Messung

Das Laufband kann erweitert werden mit einem integrierten Blutdruckmodul und SpO2 Messung



LCRM kompatibel

Das Laufband bietet zusammen mit der Lode Cardiac Rehab Manager eine sehr komplette Herzrehabilitations Einstellung



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

Valiant 2 rehab XL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Interconnectivity between Lode products

Connecting Lode products has never been easier! Lode rehab and sports products have a standard Network card:

- To be able to connect the first product to the PC with L(C)RM a Lode proprietary network to PC cable is needed (#930930).
- From the second product onward products can be connected to the previous one, creating a bus network configuration;
- The last product always needs a termination plug to avoid interference and loss of data. Therefore all products with such a network card come with a termination plug.

Benefits




- Lossless data connection
- High bandwidth
- No interference of COM ports
- Daisy chain connection
- Full access of all data in the product to LCRM

Valiant 2 rehab XL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Valiant 2 rehab XL kann unter anderem mit folgenden Optionen erweitert werden:

Fernbedienung für Laufbänder Einfache Bedienung  Teilenummer: 945831	Zufügen Programmierfunktion in Steuereinheit für Laufband Programmierbar  Teilenummer: U945815	Tischfuß für Steuereinheit mit Touchscreen, einschl. Kabel Steuerung ab jede gewünschten Stelle  Teilenummer: 945818	Farbschirm 3.5" 2. Anzeige Multifunktional  Teilenummer: 945819	SpO2 für Steuereinheit mit Touch-Control (Laufband) Sauerstoff Sättigung  Teilenummer: 945822
SpO2 für Steuereinheit mit Touch-Control - im Nachhinein bestellt Im Nachhinein bestellt  Teilenummer: P945822	Blutdruckmessung Laufbänder mit EKG-Trigger für Laufbänder mit EKG Trigger  Teilenummer: 945824	Herzfrequenz für Laufbänder Herzfrequenz in Schlägen pro Minute  Teilenummer: 945820	Notaus-Taste Ultimative Sicherheit  Teilenummer: 945804	Autogeschwindigkeit Flexibel Testen  Teilenummer: 945840
Negative Neigungswinkel -10% for Valiant 2 - 60 cm Bergabwärts Laufen  Teilenummer: 938815	Rückwärts laufen für Valiant 2 Einfaches Umschalten zwischen vorwärts und  Teilenummer: 938842	Einstiegplatte für Valiant 2 - 60 cm Noch einfacher Einstieg in das Laufband  Teilenummer: 938819	Handläufe, seitlich - fest für Valiant 2 Zusätzliche Stütze für den Probanden  Teilenummer: 938810	Handläufe, seitlich - verstellbar für Valiant 2 Sichere und flexible Handläufe  Teilenummer: 938811

Valiant 2 rehab XL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Spezifikationen

Belastung			Stromversorgung		
Höchstgeschwindigkeit	12 km/h	7.5 mph	Länge des Netzkabels	250 cm	98.4 inch
Minimale Betriebsgeschwindigkeit	0.1 km/h	0.1 mph	Netzkabel IEC 60320 C19 mit CEE 7/7 Stecker	✓	
Positive Steigung	25 %		Netzkabel NEMA	✗	
Steigungs-Einstellungsschritte	0.5 %		Maximale Leistungsaufnahme	2500 VA	
Optionale negative Steigung	-10 %		115 V AC 50/60 Hz (2 Phasen)	✓	
Komfort			230 V AC 50/60 Hz	✓	
Erlaubtes Probandengewicht	225 kg	496 lbs	Maximale Motorleistung	1.8 kW	
Benutzeroberfläche			Normen & Sicherheit		
Englische Benutzerschnittstelle	✓		IEC 60601-1:2005	✓	
Norwegische Benutzerschnittstelle	✓		Konform mit ISO 13485:2003	✓	
Tschechische Benutzerschnittstelle	✓		Konform mit ISO 9001:2008	✓	
Dänische Benutzerschnittstelle	✓		Standardmäßige Sicherheitsleine	✓	
Holländische Benutzerschnittstelle	✓		Zertifizierung		
Finnische Benutzerschnittstelle	✓		CE Klasse Im gemäss MDD 93/42/EEC	✓	
Französische Benutzerschnittstelle	✓		CTÜVus gemäss NRTL	✓	
Deutsche Benutzerschnittstelle	✓		CB gemäss IECEE CB	✓	
Italienische Benutzerschnittstelle	✓				
Japanische Benutzerschnittstelle	✓				
Koreanische Benutzerschnittstelle	✓				
Polnische Benutzerschnittstelle	✓				
Portugiesische Benutzerschnittstelle	✓				
Russische Benutzerschnittstelle	✓				
Spanische Benutzerschnittstelle	✓				
Türkische Benutzerschnittstelle	✓				
Ukrainische Benutzerschnittstelle	✓				
Konnektivität					
Optionale USB-Anschluss	✓				
Optionale RS232-Ausgang	✓				
Maße					
Laufflächen-Länge	170 cm	66.9 inch			
Laufflächen-Breite	60 cm	23.6 inch			
Einstiegshöhe	17 cm	6.7 inch			
Produktlänge (cm)	235 cm	92.5 inch			
Produktbreite (cm)	90 cm	35.4 inch			
Produkthöhe	130 cm	51.2 inch			

Bestellinfo

Teilenummer: 938903

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.