

Valiant 2 rehab XXL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Highlights

Hohe Standards

Lode ist ein sozial und ökologisch verantwortliches Unternehmen. Alle Lode-Produkte sind RoHS/WEEE-konform. Lode ist ISO 9001:2003, ISO 13485:2008 und FDA 510K zertifiziert. Die medizinischen Produkte sind konform MDD 93/42/EEC einschl. IEC 60601-1.

Verschiedene Gehbarren verfügbar

Verschiedene Gehbarren sind optional verfügbar wodurch das Laufband geeignet ist für Ihre spezifische Situation.

Sanfte Beschleunigung

Alle Laufbänder haben eine sanfte Beschleunigung von 0 km/h zur Anfangsgeschwindigkeit.

Äusserst Genau

Das Laufband ist äusserst genau in den Geschwindigkeits- und Neigungswinkeleinstellungen.

Proband-freundliches Laufband

Das Laufband bietet höchstes Komfort für den Proband:

- niedrige Aufstieg
- tadelloser Betrieb
- sanfte Beschleunigung
- zuverlässige und reproduzierbare Testresultate
- wenig Geräusch



Valiant 2 rehab XXL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Moderne Laufband, speziell entwickelt für Rehabilitation. Das standard eigebaute Netzwerkmodul ist notwendig für die Steuerung über ein Lode Netzwerk (LEM, LRM oder LCRM). Die niedrige Auftritt Stufe ermöglicht den Gebrauch durch alle Patienten im Bereich der Rehabilitation. Der Notfall Stopp mit Magnet Tragegurt auf dem Vorseitebügel ermöglicht eine zusätzliche Sicherheit für den Benutzer. Das Valiant 2 rehab XXL bietet eine leichte Beschleunigung ab 0 km/h und ist kontinuierlich einzustellen in einer Spanne von 0,1 – 20 km/h. Durch die niedrige Abdeckplatte ist es möglich an der Vorderseite einen Spiegel oder eine Kamera aufzustellen, so dass es noch einfacher ist die Bewegungen des Patienten in Bild zu bringen. Das Valiant 2 rehab hat eine Lauffläche von 250 x 120 cm und 0-15% Neigung. Das Laufband kommt standard mit einem 7" Steuereinheit mit Touchscreen für manuelle Steuerung.

Ein standard USB A-B Kabel wird lediglich zur Service Unterstützung bei diesem Produkt generell mitgeliefert.

Um die Verbindung von LEM, LRM oder LCRM herzustellen benötigen Sie ein spezielles Interface Kabel, welches Sie mit Artikelnummer 930930 bestellen können.

Eigenschaften



Geräuscharm

Materialauswahl, raffinierte Komponenten und präzise Fertigungstechniken führen zu geringer Geräusentwicklung.



**17
cm**

Extrem niedrige Einstiegshöhe

Damit Menschen sicher und bequem auf das Laufband steigen können, ist es wichtig, eine sehr niedrige Einstiegshöhe zu haben



**0.1
km/h**

Kleine Einstellungsschritte

Die Geschwindigkeit des Laufbands kann in winzigen Schritten von nur 0,1 km/h eingestellt werden!



Optimale integrierte Blutdruck- und SpO2 Messung

Das Laufband kann erweitert werden mit einem integrierten Blutdruckmodul und SpO2 Messung



LCRM kompatibel

Das Laufband bietet zusammen mit der Lode Cardiac Rehab Manager eine sehr komplette Herzrehabilitations Einstellung



FOR LIFE | UNDERSTANDING
MOVEMENT & PERFORMANCE

Valiant 2 rehab XXL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Interconnectivity between Lode products

Connecting Lode products has never been easier! Lode rehab and sports products have a standard Network card:


- To be able to connect the first product to the PC with L(C)RM a Lode proprietary network to PC cable is needed (#930930).
- From the second product onward products can be connected to the previous one, creating a bus network configuration;
- The last product always needs a termination plug to avoid interference and loss of data. Therefore all products with such a network card come with a termination plug.

Benefits

- Lossless data connection
- High bandwidth
- No interference of COM ports
- Daisy chain connection
- Full access of all data in the product to LCRM

Valiant 2 rehab XXL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Valiant 2 rehab XXL kann unter anderem mit folgenden Optionen erweitert werden:

Fernbedienung für Laufbänder

Einfache Bedienung



Teilenummer: 945831

Zufügen Programmierfunktion in Steuereinheit für Laufband

Programmierbar



Teilenummer: U945815

Tischfuß für Steuereinheit mit Touchscreen, einschl. Kabel

Steuerung ab jede gewünschten Stelle



Teilenummer: 945818

Farbschirm 3.5" 2. Anzeige

Multifunktional



Teilenummer: 945819

SpO2 für Steuereinheit mit Touch-Control (Laufband)

Sauerstoff Sättigung



Teilenummer: 945822

SpO2 für Steuereinheit mit Touch-Control - im Nachhinein bestellt
Im Nachhinein bestellt



Teilenummer: P945822


Blutdruckmessung Laufbänder mit EKG-Trigger für Laufbänder mit EKG Trigger



Teilenummer: 945824

Herzfrequenz für Laufbänder


Herzfrequenz in Schlägen pro Minute



Teilenummer: 945820

Notaus-Taste


Ultimative Sicherheit



Teilenummer: 945804

Umgebungs Sensor Paket für Laufbänder

Umgebungsbedingung



Teilenummer: 945826

Verlängerung Sicherheitsgurt



Teilenummer: 945931

USB-Seriell-Adapter-Konverter

Einfache Anbindung



Teilenummer: 226012

Netzwerkmodul Konnektorkabel

Einfache Vernetzung



Teilenummer: 930930

Kommunikationserweiterungskarte

Verbind mit EKG und Spirometer



Teilenummer: 945850

Valiant 2 rehab XXL

Robustes und zuverlässiges Laufband für Rehabilitation



Spezifikationen

Belastung			Stromversorgung		
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h	12.4 mph	Länge des Netzkabels	250 cm	98.4 inch
Minimale Betriebsgeschwindigkeit	0.1 km/h	0.1 mph	Netzkabel IEC 60320 C19 mit CEE 7/7 Stecker	✓	
Positive Steigung	15 %		Netzkabel NEMA	✗	
Steigungs-Einstellungsschritte	0.5 %		Maximale Leistungsaufnahme	2500 VA	
Komfort			115 V AC 50/60 Hz (2 Phasen)	✓	
Erlaubtes Probandengewicht	225 kg	496 lbs	230 V AC 50/60 Hz	✓	
Benutzeroberfläche			Maximale Motorleistung	3.0 kW	
Englische Benutzerschnittstelle	✓		Normen & Sicherheit		
Norwegische Benutzerschnittstelle	✓		IEC 60601-1:2005	✓	
Tschechische Benutzerschnittstelle	✓		Konform mit ISO 13485:2003	✓	
Dänische Benutzerschnittstelle	✓		Konform mit ISO 9001:2008	✓	
Holländische Benutzerschnittstelle	✓		Standardmäßige Sicherheitsleine	✓	
Finnische Benutzerschnittstelle	✓				
Französische Benutzerschnittstelle	✓				
Deutsche Benutzerschnittstelle	✓				
Italienische Benutzerschnittstelle	✓				
Japanische Benutzerschnittstelle	✓				
Koreanische Benutzerschnittstelle	✓				
Polnische Benutzerschnittstelle	✓				
Portugiesische Benutzerschnittstelle	✓				
Russische Benutzerschnittstelle	✓				
Spanische Benutzerschnittstelle	✓				
Türkische Benutzerschnittstelle	✓				
Ukrainische Benutzerschnittstelle	✓				
Konnektivität					
Optionale USB-Anschluss	✓				
Optionale RS232-Ausgang	✓				
Maße					
Laufflächen-Länge	250 cm	98.4 inch			
Laufflächen-Breite	120 cm	47.2 inch			
Einstiegshöhe	17 cm	6.7 inch			
Produktlänge (cm)	312 cm	122.8 inch			
Produktbreite (cm)	148 cm	58.3 inch			
Produkthöhe	130 cm	51.2 inch			

Bestellinfo

Teilenummer: 938915

*Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.